

確かな精度と耐久性

MemoryFlex製品は研究や獣医学分野において最もきれいな剪断を可能にします

MemoryFlex™ Duck-Billed Scissors

13 cm (5.1 in.), 1.25 cm Blunt/Blunt Blades

Straight **504724**
Curved **504708**



504708

ACTUAL
SIZE

MemoryFlex™ Vannas Scissors

14.75 cm (5.8 in.), 1.2 cm Blades

Straight **504630**



504630

ACTUAL
SIZE

MemoryFlex™ Scissors

15.7 cm (6.25 in.), 1.25 cm straight sharp tips

Straight **504631**



504631

ACTUAL
SIZE

See MemoryFlex in action:



wpiinc.com/mfvideo

MemoryFlex™ Stork Scissors

14.5 cm (5.7 in.), 1.25 cm Blades

Curved Flat **504632**



504632

ACTUAL
SIZE

MemoryFlex™ Noyes Scissors

14.75 cm (5.8 in.), 1.25 cm Sharp/Sharp Blades

Straight **504633**



504633

ACTUAL
SIZE

MemoryFlex™ Vannas Scissors, Stainless Steel,
9 cm (3.5 in.), 3 mm Cutting Edge Tips, Sharp/Sharp

Straight **504711**
Curved **504725**

NEW!ACTUAL
SIZE

MemoryFlex™ 圧力式非外傷性ピンセット

縫合などに使用する際、器具による組織の外傷を軽減します。密集した組織に縫合針を通すのにも十分な強度を持っています。

18.5 cm (7.3 in.), 1x2 teeth **504636**
18 cm (7.1 in.), **Tungsten Carbide** **504637**

NEW!

504636

See MemoryFlex in action:

wpiinc.com/mfvideo

NEW!

504637

MemoryFlex™ Needle Holders

15.5 cm (6.1 in.), **Tungsten Carbide** Jaws w/ Lock

Straight **504634**
Curved **504635**

NEW!

504634

ACTUAL
SIZE

MemoryFlex™ Castroviejo and Baraquero Needle Holder with cutting edge

17.75 cm (7 in.), **Tungsten Carbide** Jaws with Lock

Straight **504709**

NEW!

504709

ACTUAL
SIZE**Also Available**

504623

NOT
ACTUAL
SIZE

Student MemoryFlex™ Scissors

ORDERING INFORMATION

504622	12.4cm with 2.2cm straight, sharp/sharp blades
504623	12.4cm with 2.2cm curved, sharp/sharp blades
504624	11.75 cm with 1.6cm curved, blunt/blunt, serrated blades
504625	11.5 cm with 1.25 cm straight, sharp/sharp blades
504626	11.5 cm with 1.15 cm curved, sharp/sharp blades
504627	Microtenotomy Scissors, 11.5 cm with 1.25 cm straight, blunt/blunt duck billed blades
504628	Microtenotomy Scissors, 11.4cm with 1.15 cm blunt tips
504629	Littauer Suture Remover, 11.78cm with 1.75 cm straight blades

※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジोटック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3、4階・電話：03-3864-2781・FAX：03-3864-2787・E-mail：sales@physio-tech.co.jp

ピンセット

WPI Swiss Tweezers, 10.5 cm (4.1 in.)

Extra Fine 90° Angled Tips	Stainless Steel	504508
	Acid-Resistant/Antimagnetic	504509



WPI Swiss Tweezers, 11cm (4.3 in.)

0.06 x 0.07mm Straight Tips	Stainless Steel	504510
	Acid-Resistant/Antimagnetic	504511
45° Angled Tips	Stainless Steel	504512
	Acid-Resistant/Antimagnetic	504513
0.1 x 0.06mm Straight Tips	Stainless Steel	504506
	Acid-Resistant/Antimagnetic	504507



WPI Swiss Tweezers, 11.5 cm (4.5 in.)

0.18 x 0.2mm Angled Tips	Stainless Steel	504502
	Acid-Resistant/Antimagnetic	504503
0.18 x 0.2mm Curved Tips	Stainless Steel	504504
	Acid-Resistant/Antimagnetic	504505



※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3、4階・電話：03-3864-2781・FAX：03-3864-2787・E-mail：sales@physio-tech.co.jp

Dumontピンセット

For material information and instrument purchase guidance visit www.wpiinc.com

Dumont #2, Dumoxel Steel, 7 cm (2.75in.) Non-Magnetic

10 x 0.17mm Tips **503366**



503366

ACTUAL SIZE

Mini Dumont #M5S, Stainless Steel, 8.2 cm (3.25 in.)

0.09 x 0.05 mm Tips **501764**



501764

ACTUAL SIZE

Dumont #3C, Dumostar Steel, 11 cm (4.3 in.) Non-Magnetic, Non-Corrosive

0.08 x 0.04 mm Tips **500064**



500064

ACTUAL SIZE

Dumont #4, Dumostar Steel, 11 cm (4.3 in.) Non-Magnetic, Non-Corrosive

0.06 x 0.02 mm Tips **500339**



500339

ACTUAL SIZE

Dumont #4, Stainless Steel, 11 cm (4.3 in.)

0.13 x 0.08 mm Tips **500340**

0.02 x 0.06 mm Tips **500231**



500340

ACTUAL SIZE



500231

ACTUAL SIZE

Dumont #5, Dumostar Steel, 11 cm (4.3 in.) Non-Magnetic, Non-Corrosive

0.025 x 0.015 mm Tips **500085**

0.1 x 0.06 mm Tips **500233**



500085

ACTUAL SIZE

Dumont #5, Dumoxel Steel, 11 cm (4.3 in.) Non-Magnetic

0.1 x 0.06 mm Tips **14098**



14098

MOST POPULAR

ACTUAL SIZE

Dumont #5, Stainless Steel, 11 cm (4.3 in.)

0.025 x 0.005 mm Tips **501985**

0.05 x 0.01 mm Tips **500341**

0.10 x 0.06 mm Tips **500342**



500341

ACTUAL SIZE


※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジोटেক

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3、4階・電話：03-3864-2781・FAX：03-3864-2787・E-mail：sales@physio-tech.co.jp

Iris Forceps, Stainless Steel
10 cm (4 in.), 0.8 mm Tips, 1x2 Teeth

	Standard	German
Straight	15916	15916-G
Curved	15917	15917-G



15916

ACTUAL SIZE





15917

ACTUAL SIZE

Adson Forceps, Stainless Steel
12 cm (4.75 in.), 1x2 Teeth, Serrated

	Standard	German
Tungsten Carbide Jaws	500222	500222-G
1.5 mm Tips	14226	14226-G




500222

ACTUAL SIZE



14226

ACTUAL SIZE



ACTUAL SIZE

Tip Profile:

15920

Tip Profile:


Hartman Mosquito Hemostatic Forceps, Stainless Steel

		Standard	German
12.5 cm (5 in.)	Straight	15920	15920-G
	Curved	15921	15921-G
9 cm (3.5 in.)	Straight	501705	501705-G
	Curved	501291	501291-G

Kelly Hemostatic Forceps, Stainless Steel

		Standard	German
14 cm (5.5 in.)	Straight	501241	501241-G
	Curved	501288	501288-G
15.5 cm (6.25 in.)	Straight	501714	501714-G
	Curved	501715	501715-G

Tip Profile:



501241

ACTUAL SIZE

Tip Profile:



※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

チタン製ピンセット

- 100%耐腐食性(塩水中での作業に最適)
- グリップ力を強める為、炭化タングステンで加工された先端
- 100%非磁性(MRI対応)

- メッキ加工、青色の非光沢仕上げ
- ステンレスより40%軽量

Colibri Suturing Forceps, *Titanium*, with Tying Platform

7.5 cm, 1x2 140° teeth

Curved **555060FT**



555060FT

ACTUAL
SIZE

Forceps, *Titanium*, 8.5 cm (3.3 in.), 12 mm Tips

Straight 4.5 mm Tying Platform **555001FT**

Straight w/ 0.12 mm teeth (1x2) 5 mm Tying Platform **555041FT**



555001FT

ACTUAL
SIZE



555041FT

ACTUAL
SIZE

McPherson Forceps, *Titanium*

8.5 cm (3.3 in.), 4.5 mm Tying Platform

Angled Tips **555005FT**



555005FT

ACTUAL
SIZE

Kelman-McPherson Forceps, *Titanium*

45° Angled Tips, 7.5 mm Smooth Jaw

8.5 cm (3.3 in.) **555190FT**



555190FT

ACTUAL
SIZE

Bishop Harmon Forceps, *Titanium*

9 cm (3.5 in.), 1 x 2 teeth

Straight **555053FT**



555053FT

ACTUAL
SIZE

Dressing Forceps, *Titanium*

10.5 cm (4 in.)

Straight **503389**



503389

ACTUAL
SIZE

Jewelers #5 Forceps, *Titanium*, 11 cm (4.3 in.)

0.05 x 0.01 mm Tips Angled 45° **555229F**

0.01 x 0.06 mm Tips Straight **555227F**



555229F

ACTUAL
SIZE



555227F

ACTUAL
SIZE

※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3、4階・電話：03-3864-2781・FAX：03-3864-2787・E-mail：sales@physio-tech.co.jp


ばね式はさみ

右手でも左手でも使用可能


Vannas Scissors, Super Fine, Stainless Steel
8cm (3 in.), 3mm Blades, 0.015 x 0.015 mm Tips

Straight 501778

Curved 501839



FINEST TIPS IN THE WORLD!


BEST
SELLER

501778

ACTUAL
SIZEVannas Scissors, Super Fine, Stainless Steel
8.5 cm (3.3 in.), 7mm Blades, 0.025 x 0.015 mm Tips

Straight 500086

Curved 501232

BEST
SELLER

500086


ACTUAL
SIZEVannas Scissors*, Stainless Steel
8cm (3 in.), Straight 5 mm Blades, 0.1 mm Tips

Standard

German

Straight 14003

14003-G

BEST
SELLER

14003

ACTUAL
SIZE

*スタンダードタイプとドイツ製では、多少異なる場合があります。

Spring Scissors*, Stainless Steel
12 cm (4.75 in.), 12 mm Extra Fine and Long Blades


Standard

German

Straight 14125

14125-G

Curved 14126



14125

*スタンダードタイプとドイツ製では、多少異なる場合があります。

ACTUAL
SIZE

Noyes Scissors, Sharp/Sharp Tips

Standard

German

12cm 15 mm Blades

Straight

500228

500228-G

Curved

501236

501236-G

Sharp/Blunt

Straight

503305

Blunt/Blunt

Straight

503306


14cm 20 mm Blades

Straight

501237

Curved

501238



500228

*スタンダードタイプとドイツ製では、多少異なる場合があります。

ACTUAL
SIZE

マイクロはさみ—ダイヤモンドコート刃はさみ

特別なダイヤモンドコート刃を使用しており、刃先の寿命が長く、カットの質も向上します。カミソリ刃や、産業用金属はさみの消耗を軽減する目的で用いられましたが、現在このコーティングはバイオメディカル分野において使われるように


なりました。切断面の摩擦を抑制することで、周囲の組織や骨の破壊が減少します。通常の使用方法の2倍使用した後でさえ、刃のすり減りが見られないと言われています。

Micro Scissors, Stainless Steel,

12 cm (4.75 in.), Sharp Coated Tips, 8mm Blades

Straight 503365

Curved 503364



503365

ACTUAL
SIZE

※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3、4階・電話：03-3864-2781・FAX：03-3864-2787・E-mail：sales@physio-tech.co.jp

Castroviejo Corneal Scissors, Titanium

10.5 cm (4.1 in.), 11 mm Tips

Curved	555524S
Straight	555530S




555524S

ACTUAL
SIZE**Mcperson-Westcott Stitch Scissors, Titanium**

11.5 cm (4.5 in.), 10.5 mm Tips

Curved	555540S
--------	----------------



555540S

ACTUAL
SIZE**Iris Scissors, Titanium**

10.5 cm (4.1 in.), Sharp 11 mm Tips

Curved	555562S
--------	----------------




555562S

ACTUAL
SIZE**Vannas Scissors, Titanium**

11 cm (4.3 in.), Sharp, Extra Thin 13mm Tips

Straight	555600S
----------	----------------




555600S

ACTUAL
SIZE**Vannas Capsulotomy Scissors, Titanium**

10.8 cm (4.25 in.), Sharp 10.5 mm Tips

Straight	555580S
----------	----------------




555580S

ACTUAL
SIZE**Westcott Tenotomy Scissors, Titanium**

11 cm (4.3 in.), 19 mm Curved Tips

Blunt	555621S
Sharp	555541S




555541S

ACTUAL
SIZE**Westcott Tenotomy Scissors, Titanium**

11.5 cm (4.5 in.), 21 mm Curved Tips

Blunt	555620S
-------	----------------



555620S

ACTUAL
SIZE**Castroviejo Corneal Scissors, Titanium**

12 cm (4.7 in.)

Blunt 11 mm Curved Tips	555526S
Blunt 16mm Curved Tips	555525S
Blunt 16mm Strong Curve	555523S



555523S

ACTUAL
SIZE



※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3、4階・電話：03-3864-2781・FAX：03-3864-2787・E-mail：sales@physio-tech.co.jp


Dissecting Scissors, Stainless Steel 10 cm (4 in.), Blunt Probe Tips

	Standard	German
Straight	500366	
Curved	500367	500367-G



Iris Scissors, SuperCut, Stainless Steel

		Standard	German
10 cm (4 in.)	Straight	14218	14218-G
	Curved	14219	14219-G
11.5 cm (4.5 in.)	Straight	503259	
	Curved	503260	
12.5 cm (5 in.)	Straight	14225	14225-G
	Curved	14224	14224-G
14 cm (5.5 in.)	Straight	503261	




一方が鋸歯状(のこぎり状)、
もう一方が鋭いナイフ状に
加工されています。



Iris Scissors, SuperCut, Stainless Steel 11 cm (4.3 in.), Tungsten Carbide Blades

	Standard	German
Straight	501263	501263-G
Curved	501264	501264-G



精密な切断を可能にするカミソリのような鋭い刃と、炭化タングステンの耐久性を併せ持っています。
滑らかに切断することができ、さらに長期間にわたって切れ味を保持します。

WPI Swiss Scissors, Stainless Steel 9 cm (3.5 in.)

Curved, Extra Fine	504519
Curved, Fine, Sharp	504520
Curved, Heavy Duty, Rounded	504521
Curved, Strong, Beveled Tips	504522
Straight, Fine, Sharp Tip	504613
Straight, Fine, Sharp Tip	504614
Curved, Fine, Blunt Tip	504615



※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません


World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジोटেক



Operating Scissors

		Standard	German	
11.5 cm (4.5 in.)	Straight	Sharp/Blunt	501753	501753-G
		Sharp/Sharp	501754	501754-G
		Blunt/Blunt	501743	501743-G
	Curved	Sharp/Sharp	501755	501755-G
		Sharp/Blunt	501756	501756-G
		Blunt/Blunt	501757	501757-G
14 cm (5.5 in.)	Straight	Sharp/Blunt	14192	14192-G
		Sharp/Sharp	501218	501218-G
		Blunt/Blunt	501219	501219-G
	Curved	Sharp/Sharp	501220	501220-G
		Sharp/Blunt	501221	501221-G
		Blunt/Blunt	501222	501222-G


Tip Profiles:

Surgical Scissors, Stainless Steel,
16 cm (6.3 in.), One Tip Sharp, One Tip Blunt

	Standard	German
Straight	501223	501223-G
Curved	501226	501226-G

Mayo Scissors, SuperCut Stainless Steel, Tungsten Carbide Blades
17 cm (6.75 in.), 5.5 mm Tips

	Standard	German
Straight	501259	501259-G
Curved	501260	501260-G



※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません


World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3、4階・電話：03-3864-2781・FAX：03-3864-2787・E-mail：sales@physio-tech.co.jp

持針器

Olsen-Hegar Needle Holder w/ Suture Scissors, Stainless Steel
Serrated, *Tungsten Carbide* Jaws

	Standard	German
14 cm (5.5 in.)	500227	500227-G
16.5 cm (6.5 in.)	501725	501725-G
12 cm (4.75 in.)	501312	




500227-G

ACTUAL
SIZE



Micro Olsen-Hegar Needle Holder, Stainless Steel
10 mm Serrated Jaws w/ Suture Scissors, 2 mm Tips

12 cm (4.75 in.) **501989**

ACTUAL
SIZE

Crile-Wood Needle Holder, Stainless Steel
Serrated, *Tungsten Carbide* Jaws

	Standard	German
14.5 cm (5.75 in.) Right	500224	500224-G
15 cm (5.9 in.)	503741	



500224

ACTUAL
SIZE

Bruce Clarke Needle Holder, Stainless Steel
Serrated Jaws w/ Grooves

12.5 cm (5 in.) **503219**



503219

ACTUAL
SIZE

※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

チタン製持針器

Needle Holder, *Titanium*
14 cm (5.5 in.), Smooth Jaws

Curved **501923**



501923

ACTUAL
SIZE

Curved Needle Holder, *Titanium*
11 cm (4.3 in.), 6 mm Delicate Jaws

Curved **555408NT**




555408NT

ACTUAL
SIZE

Barraquer Needle Holder, *Titanium*
11.5 cm (4.5 in.), Curved, 9 mm Delicate Jaws, Sharp

No Lock **555402NT**

Lock **555403NT**




555403NT

ACTUAL
SIZE

Troutman Needle Holder, *Titanium*
11.5 cm (4.5 in.), Curved, 10 mm Jaws, Blunt


Lock **555407NT**



555407NT

ACTUAL
SIZE

Needle Holder, *Titanium*, Serrated Jaws
16 cm (6.3 in.) **503391**



503391

ACTUAL
SIZE

その他、
豊富な種類の器具が
ございます。
手術器具カタログを
ご参照ください。

※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3、4階・電話：03-3864-2781・FAX：03-3864-2787・E-mail：sales@physio-tech.co.jp

クリップ/クランプ

Reflex Clip Applier

11 cm (4.3 in.) long, for 7 mm clips only

500343



500343

Reflex Clip Applier

11 cm (4.3 in.) long, for 9 mm clips only

500345

Reflex Clip 7 mm

for use with #500343

100/box, Stainless Steel, non-sterile

500344



500344

Reflex Clip 9 mm

for use with #500345

100/box, Stainless Steel, non-sterile

500346



14119-G



14119

Micro Bulldog Clamps

Curved serrated jaws

Standard

14119

3cm long, 8 x 1.2mm jaw

German

14119-G

3.8cm long, 9 mm jaw

Agricola Retractor

Length: 4 cm (1.6 in.)

Blades: 3 x 3 sharp prongs

Small, self-retaining retractor perfect for small animal surgery and dissection. Maximum spread, 2.5 cm.

501846



ACTUAL SIZE

501846

ナイフ/ハンドル

Scalpel Handle #3


13 cm (5 in.) long, stainless steel

Standard

500236

German

500236-G



For Blades #10 ~ #15

500236

500239



500240




ORDERING INFORMATION

500239 Scalpel Blades #10, stainless steel, sterile (100 / box)

500240 Scalpel Blades #11, stainless steel, sterile (100 / box)



504554



500348

ORDERING INFORMATION

504540 Animal Lancet, 4mm, Mice under 2 mo, 200/box

504550 Animal Lancet, 5 mm, Mice 2-6 mo, 200/box

504551 Animal Lancet, 5.5 mm, Mice over 6 mo, 200/box

504552 Animal Lancet, 5 mm, Rats under 3 mo, 200/box

504553 Animal Lancet, 6mm, Rats under 3mo, 200/box

504554 Animal Lancet, 7mm, Rats 3-4mo, 200/box

504555 Animal Lancet, 3mm, Primates, 200/box

504556 Tatoo Identification Lancet, 3mm, 200/box

ORDERING INFORMATION

500348 Disposable Scalpel, No. 10, sterile (10/box)

500349 Disposable Scalpel, No. 11, sterile (10/box)

500350 Disposable Scalpel, No. 12, sterile (10/box)

500351 Disposable Scalpel, No. 15, sterile (10/box)

500352 Disposable Scalpel, No. 20, sterile (10/box)

500353 Disposable Scalpel, No. 21, sterile (10/box)

500354 Disposable Scalpel, No. 22, sterile (10/box)

500355 Disposable Scalpel, No. 23, sterile (10/box)

※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジोटック

げっ歯類用アクセサリー

実験動物の最も人道的方法の1つ

特徴

- 大きくて安定したベース
- 長寿命の丈夫な刃
- 両手利き


利点

- 磁力で刃を引き寄せ、硬い骨や皮膚をきれいに正確に切断
- バネの作用により刃の誤落下を防止
- 洗浄が楽なフルオロポリマーコーティングのベース

応用／用途

- 小動物の人道的犠牲

小動物用のギロチンは、安全機能が追加されて使いやすくなりました。安定性のよい大きなベース、力が増えやすい長いハンドル、刃の予期せぬ落下を防止するバネの作用、耐久性のよい硬化ステンレス製の刃、手入れが容易なシンプルな構造となっています。ベースの表面はフルオロポリマーでコーティングされているため洗浄も楽です。ギロチンは、被験動物を犠牲にする場合の最も人道的な方法の1つと考えられています。





ORDERING INFORMATION

DCAP	For Rodents / Other Small Animals, 1.5 x 1.5 in. Opening
DCAP-M	For Large Rodents / Other Medium Animals, 2.5 x 2.5 in. Opening
DCAP-L	For Larger Animals, 4.0 x 4.0 in. Opening

げっ歯類用ブレインマトリックス

WPIは、非常に多彩なブレインマトリックスを提供いたします。ステンレス製マトリックスは頑丈で、加熱、冷却、オートクレーブ滅菌、こすり洗いが可能なため、日常的な苛酷な使用に耐えます。コロナルマトリックスには、左右の脳を半分に分割するサジittalカットの中央線が入っています。切断の幅は正確に1mmです。嗅覚器官/脊髄/ノッチは各マトリックスに切り分けられます。



SPECIFICATIONS

Order #	Subject	Material	Section	A	B	C	D	E	Cavity Depth	Weight
RBMS-200C	Adult Mouse	Stainless Steel	Coronal	3.18	11.1	8.73	19.1	12.2	7.4	1.0 lb
RBMS-200S	Adult Mouse	Stainless Steel	Sagittal	3.18	11.1	8.73	19.1	12.2	7.4	1.0 lb
RBMS-300C	Rat, 175-300 g	Stainless Steel	Coronal	4.76	15.9	12.7	36.6	23.8	7.61	1.0 lb.
RBMS-300S	Rat, 175-300 g	Stainless Steel	Sagittal	4.76	15.9	12.7	36.6	23.8	7.61	1.0 lb
RBMS-600C	Rat, 300 g-600 g	Stainless Steel	Coronal	4.76	19.8	14.7	36.6	24.7	10.91	1.0 lb
RBMS-600S	Rat, 300 g-600 g	Stainless Steel	Sagittal	4.76	19.8	14.7	36.6	24.7	10.91	1.0 lb

※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジオテック


〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3、4階・電話：03-3864-2781・FAX：03-3864-2787・E-mail：sales@physio-tech.co.jp

外科用キット

フィジオキットI includes these instruments:

内容

SuperCut Tenotomy Scissors, Curved	14396
Rongeur, 3mm jaw	14091
Utility Scissors	501322
Operating Scissors, Straight, Sharp/Blunt	14192



ORDERING INFORMATION

KIT-PHYSIO-I Physiology Kit, 7 instruments

Dumont Tweezer #5	14098
Flat Jaw Tweezers	501303
Probe, 1.0 mm Diameter, Blunt	501313

フィジオキットII includes these instruments:

内容

Vannas Scissors	14003
SuperCut Iris Scissors, Straight	14218
Rongeur, 1.3mm Jaw	14292
Utility Scissors, Straight, Sharp/Blunt	501322
Probe, 1.0 mm Diameter, Blunt	501313
Operating Scissors, Straight, Sharp/Blunt	14192



ORDERING INFORMATION

PHYSIO-II Physiology Kit, 11 instruments, zipper case

Stevenson Retractor	14131
Iris Forceps, Curved, Serrated	15915
Adson Forceps, 1x2 Teeth	500092
Olsen-Hegar Needle Holder	500227
Dumont Tweezer #5	14098
Portfolio	503294


※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

マウスキット includes these instruments:**内容**

Dumont Tweezer #5	14098
Vannas Scissors	14003
Iris Forceps, Curved, Serrated	15915
Dissecting Scissors, 10 cm, Straight	14393

ORDERING INFORMATION**MOUSEKIT** Mouse Kit, 7 instruments, zipper case


Wire Retractor	14130
Needle Holder	14109
Probe, 1.0 mm Diameter, Blunt	501313
Portfolio	503294




14130



501313



14109



14393



15915



14098



14003

ラットキット includes these instruments:**内容**

Dumont Tweezer #5	14098
Vannas Scissors	14124
Iris Forceps, Curved	15915
SuperCut Iris Scissors, Straight	14218

ORDERING INFORMATION**RATKIT** Rat Kit, 7 instruments

Alm Retractor	14240
Needle Holder	14110
Probe, 1.0 mm Diameter, Blunt	501313



14098



15915



501313




14396



14124



14110



14240

学生用解剖キット**内容**

Dissecting Scissors, 4.5"	#4 Knife Handle
Dissecting Scissors, 4"	Straight Teasing Needle
Dressing Forceps, 5.5"	Angled Teasing Needle
Micro Dressing Forceps, 4"	#22 Surgical Blade
	Canvas Roll-up

ORDERING INFORMATION

501336	Student Dissecting Kit
501838	Canvas Roll-Up Only



501336



501838

※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジोटック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3、4階・電話：03-3864-2781・FAX：03-3864-2787・E-mail：sales@physio-tech.co.jp

オムニドリル35 マイクロドリル

骨や歯の研磨、研削

特徴

- 骨やその他の材料の研削、仕上げ、穴開けに優れた工具
- 静音の高トルクモーター (35,000rpm)
- フットスイッチ付き

利点

- 洗浄・滅菌できる取り外し可能なノーズコーン
- 使用中の安定した電力
- 誘発熱を制御する可変速度

応用／用途

- 骨、歯、その他の材料の研削、仕上げ、切削、穿孔

この電動式マイクロドリルは骨、歯、その他物質の削り、研磨、切断、穴あけにとっても便利です。最大35,000rpmの高速回転モーターは静かで振動が少なく、摩耗を軽減され使い心地も快適です。正・逆回転切替スイッチ、“E Type”ハンドピース、ハンドピースホルダーも備えています。ハンドピースの先端は取外し可能なノーズコーンで、手入れや殺菌消毒ができます。3/32インチ (2.33mm) 径シャンクバーを接続できます。電源コード式なので、電池駆動のドリルと違い、使用中常に一定の電力を供給できます。スピード調節の範囲が広いので、発熱量を制御することができます。



503598

ORDERING INFORMATION

503598 OmniDrill35 Micro Drill System, 110 V
Stand, tips, cutoff disk, mandrels and footswitch are all included.
Replacements available below.

OPTIONAL ACCESSORIES/REPLACEMENT PARTS

501850	Abrading Tip, Rubber, pk of 20
501851	Abrading Tip, Stone, pk of 5
501852	Accessory Stand
501853	Ball Mill, Carbide, #1, .031" Diameter, pk of 5
501854	Ball Mill, Carbide, #2, .039" Diameter, pk of 5
501855	Ball Mill, Carbide, #3, .047" Diameter, pk of 5
501856	Ball Mill, Carbide, #4, .055" Diameter, pk of 5
501857	Ball Mill, Carbide, #5, .063" Diameter, pk of 5
501858	Ball Mill, Carbide, #6, .071" Diameter, pk of 5
501842	Ball Mill, Carbide, #7, .083" Diameter, pk of 5
501860	Ball Mill, Carbide, #1/4, .019" Diameter, pk of 5
501861	Ball Mill, Carbide, #1/2, .027" Diameter, pk of 5
501862	Cutoff Disk, pk of 20
501863	Mandrel, Screw, pk of 5
501864	Mandrel, Threaded, pk of 5
504459	Footswitch
502237	Stereotaxic Holder for OmniDrill35 Microdrill

OMNIDRILL35 SPECIFICATIONS

INPUT	110 V, 50/60 Hz (503598)
OUTPUT	0-32 VDC
FUSE	1 A
OPERATING SPEED	0-35,000 RPM
DIMENSIONS	178 x 114 x 89 mm (7 x 4.5 x 3.5in.)
WEIGHT	1.7kg (3.75lbs)

一般型電気メス器

フットスイッチで切断、凝固

特徴

- 出力強度は10段階
- 3つの操作モード (切断、凝固、切断/凝固)
- 電極の選択

利点

- 開梱後すぐに使用可能
- 様々な電極付き

応用／用途

- 組織の切断、凝固



501274

付属します。本体はすぐ使えるように、ハンドピース、絶縁プレート、フットスイッチと各電極が1本ずつ付属します。これら全てのアクセサリはまた、個別に注文することもできます。

ELECTROSURGICAL UNIT SPECIFICATIONS

OPERATION FREQUENCY	1.5 MHz
STABLE & FINE POWER SETTING	10 Steps
POWER SUPPLY	115V ± 10% - 50/60 Hz 1.8A, 210 VA
OUTPUT POWER	70 WATTS ± 5%
WORKING FREQUENCY	1.5-1.7 MHz ± 5%
DIMENSIONS	24cm x 22cm x 8.5 cm (lxwxh)
SHIPPING WEIGHT	10 lb (4.5kg)

ORDERING INFORMATION

501274	Electrosurgical Unit, 110V
501273	Handpiece for electrodes, Ø 1.6mm shaft
501281	Fine Wire electrode, Ø 1.6mm shaft
501284	Ball Electrode, Ø 1.6mm shaft

電気外科手術では、切断や凝固のために無線周波数交流を利用します。この場合、被験体に電流が入り、電気回路の一部となってしまうので、反射プレートや絶縁プレートが必要です。この電気メス器は、強度を10段階から設定でき、3つのオペレーションモード(切断、凝固、切断/凝固)があり、豊富な種類の電極が

※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジोटック

BioClave Mini

研究用オートクレーブ

特徴

- 急速に完全滅菌
- 非常にコンパクト
- 水タンク内蔵で外部給水源への接続不要

利点

- 全自動—STARTボタンを押すだけ
- 卓上型

応用／用途

- 顕微解剖器具や獣医用器具の滅菌



8LのBioClave Miniは、基本的な滅菌ができるようにあらかじめプログラム設定されています。120°Cか134°Cの温度モードを選択すると、サイクルタイムが固定されます。本製品は狭いスペースに最適です。

ステンレススチール製の滅菌庫内には、さまざまな液体やメディア、器具、ガラス製品、プラスチック製品が収容されます。圧力が解放される(OPSI)までドアが開くのを防止する機能も搭載され、安全性も考慮しています。

スタートボタンを押すだけで、充填から消毒、排気、乾燥まで全体の工程が実行されます。

BIOCLAVE MINI SPECIFICATIONS

CHAMBER VOLUME	8 L
MAX. PRESSURE	29 PSI/2 Bar
CHAMBER DIMENSIONS	6.7 x 12.5"/17 x 31 cm
TRAY DIMENSIONS	4.75 x 9.75"/12 x 24.8 cm
EXTERIOR DIMENSIONS	20 x 13.5 x 12.9"/51 x 24 x 33 cm
WEIGHT	74 Lb. (33 kg)
ELECTRICAL	115V, 50-60 Hz, 950 W

ORDERING INFORMATION

504187 BioClave Mini (115 V)

乾燥式滅菌器

数秒で加熱滅菌

特徴

- 260°Cのガラスビーズが細菌、有機性・無機性バクテリア、イースト、孢子などを滅菌
- 1.5mmの無鉛ガラスビーズが付属

利点

- 化学薬品、火、消毒液を使用しない

応用／用途

- 顕微解剖器具や組織培養器具を数秒で滅菌

GERMINATOR SPECIFICATIONS

O.D.	17.1 x 13.3 x 12.9 cm (6 ⁷ / ₄ x 5 ¹ / ₄ x 5 ¹ / ₁₆ in.)
I.D.	5.1 x 10.2 cm (2 x 4 in.)
WEIGHT	2.3 kg (5 lb.)

ORDERING INFORMATION

14404	Dry Sterilizer (110 V)
14405	Extra Glass Beads, 300 g (11 oz)



CE

14404

※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません

World Precision Instruments ご注文・お問い合わせは：株式会社フィジोटック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3、4階・電話：03-3864-2781・FAX：03-3864-2787・E-mail：sales@physio-tech.co.jp

超音波洗浄器



CE

UBATH-Y

特徴

- 500mlのステンレススチール製タンク
- 丈夫でコンパクト

利点

- 丈夫なメタル構造で長時間の使用が可能

応用 / 用途

- 顕微解剖器具や獣医用器具の洗浄



504766

504768

503737

UBATH SPECIFICATIONS

INPUT POWER	22W
PEAK OUTPUT	70W, 55 kHz
TANK CAPACITY	0.53L (18 oz.)
TANK I.D.	12.1 x 8.6 x 6.6 cm, (4/4 x 3/8 x 2/8 in.)
TANK O.D.	13.7 x 10.5 x 12.1 cm, (5/8 x 4/8 x 4/4 in.)
SHIPPING WEIGHT	1.8 kg (4 lb.)

ORDERING INFORMATION

UBATH-Y	Ultrasonic Cleaner (110 V)
13740	Ultrasonic Detergent (4 lb)
503737	Mesh Draining Basket
504766	Sterilization mesh cassette. 40x40x20 mm
504768	Sterilization mesh cassette. 105x70x25 mm

※本紙掲載品は人用及び家畜用としてはお使いいただけません