

aSee A8 eye-tracker

7invensun technology

高性能・低価格 ポータブルアイトラッカー



7invensun technology社アイトラッカー aSee A8は、低価格で高性能を実現したポータブルアイトラッカーです。サンプリングレート60Hz、精度0.5度でアイトラッキングが可能です。教育、心理学、デザイン、ユーザーエクスペリエンス(UX)リサーチ等の分野で信頼性の高いデータの収集が可能です。データ収集・解析ソフトウェア aSee Studioが付属します。

代表的な使用分野



心理学



UXリサーチ




教育分野



デザイン分野





医学分野



表情トレーニング

データ収取・解析ソフトウェア + aSee Studio



+ aSee Studioは、aSee A8 アイトラッカー付属のデータ収集・解析ソフトウェアです。実験デザイン作成、データ記録、AOI、データ解析、眼球運動解析等が可能です。

aSee A8 アイトラッカー 仕様	
製品サイズ	297 x 14.4 x 16.7 mm
サンプリングレート	60Hz
精度	0.5°
推奨モニターサイズ・解像度	19インチ、1920*1080
被験者とモニターとの距離	50～85cm
サポートOS	Windows 7/8/10/11

正規販売代理店
株式会社フィジオテック

103-0007
東京都中央区日本橋浜町1-12-9 日本橋浜町ビル 8F
TEL: 03-3864-2781 FAX: 03-3864-2787
Email: sales@physio-tech.co.jp
Website: <http://www.physio-tech.co.jp>