


MRI コンフォートシステム

MRI Comfort System



MRI検査を快適な空間に！

MRI用の液晶モニター、ヘッドホン、ミラーなど、色々取り揃えております。

ぜひ一度ご相談ください。



MRI対応ヘッドホン



非磁性ミラー



MRI対応
液晶モニター

ご要望に合わせてご提案いたします！

製品構成例



MRI用液晶モニター

ボアの後面もしくは、足元側に設置して使用します。

後面の場合、設置したままにできますので、準備の負担が少ないのが特徴です。

MRI用インコム付ヘッドセット

映像に合わせた音源もしくは、単独の音源を流します。

操作室に設置したインコムにて、検査を受ける方との双方向の対話が可能です。



非磁性ミラー

液晶モニターもしくは、プロジェクターの映像を見るためのミラーです。

使用するMRIによって特注いたしますので、ご相談ください。



映像・音声用プレイヤーセット

操作室側に設置するプレイヤーセットです。

設置場所のスペースによって、適切な組合せにて提供いたします。



Physio-Tech

株式会社 フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3 4F
TEL: 03-3864-2781
sales@physio-tech.co.jp
<https://www.physio-tech.co.jp>