




WORLD  
PRECISION  
INSTRUMENTS

## 精密手術器具



*Physio-Tech*

販売代理店 株式会社 フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3 4階

TEL : 03-3864-2781 / FAX : 03-3864-2787 / E-mail : sales@physio-tech.co.jp

ばねばさみ ステンレススチール

全長：8cm、刃長：3mm、先端：0.015×0.015mm

Straight **501778**

Curved **501839**



**501778**

ばねばさみ チタン

全長：9.5cm、刃長：12.5mm

Angled **WP5060**



**WP5060**

ばねばさみ ステンレススチール、ダイヤモンドコート刃

Straight **503365**

Curved **503364**



**503365**

はさみ ステンレススチール、炭化タングステン刃

全長：11cm、刃長：2.3cm

Standard


German

Straight **500216**

**500216-G**

Curved **500217**

**500217-G**



**500216**

はさみ ステンレススチール、セラミックコーティング

全長：11cm

Straight **504487**

Curved **504500**



**504487**

はさみ ステンレススチール

Standard

German

全長14cm、30° アングル

**500047**

**500047-G**

全長11.5cm、45° アングル

**503225**



**500047**

**ピンセット ステンレススチール**

全長：11cm

先端：0.025×0.005mm **501985**

：0.05×0.01mm **500341**

：0.10×0.06mm **500342**



**501985**

**ピンセット ステンレススチール**

全長：11cm

先端：0.05×0.01mm、90° アングル **501201**

：0.05×0.01mm、45° アングル **14101**

：0.02×0.06mm、ハーフカーブ **500232**



**14101**

**ピンセット ステンレススチール**

全長：12cm

先端：0.08×0.04mm **501206**

：1.50×0.20mm **503234**



**501206**

**マイクロ止血鉗子 ステンレススチール**




全長：12.5cm、先端：0.4mm×0.8mm

Standard German

Straight **500451** **500451-G**

Curved **500452** **500452-G**

Right-Angle **503360**



**500451**

**ニードルホルダー**

全長：14cm、先端：1.2mm、ロック付き

Standard German Titanium

Serrated Straight **14137** **14137-G** **555419NT**


Serrated/Tungsten Carbide jaws **500223** **500223-G**

Smooth **503257**

Curved **503258**



**14137**



**オルセンヘガール・ニードルホルダー**

縫合用はさみ付き、ステンレススチール、


鋸歯状、炭化タングステン

Standard German


14cm **500227** **500227-G**

16.5cm **501725** **501725-G**

12cm **501312**



**500227**





14240



501993



500075

**留めねじ付きリトラクター**

7cm, 4×4 prongs, 6cm Max Spread

Standard German

14240 14240-G

**リトラクター**

4cm, Max Spread 15mm

5×5mm Blades 5mm Depth **501993**


13×5mm Blades 7mm Depth **501994**

**イヤーパーチ ステンレススチール**

5.7cm, 2mm Diam Punch **500075**

5.5cm, 1mm Diam Punch **504485**

5.5cm, 2mm Diam Punch **504486**



14292

**骨鉗子**


15cm

Standard German

1.3mm **14292 14292-G**

0.8mm **501332**

1.0mm **501333**



501728

**殺菌トレイ**

15×6×2cm Base, Silicone Mat, Lid **500252**

19×10×2cm Base, Silicone Mat, Lid **500253**


25.5×15×2cm Base, Silicone Mat, Lid **500254**

25.5×15×4cm Base, Insert Tray, Lid, 2 Mats **501728**

**バイオプシーパンチ**

先端材質：ステンレススチール

滅菌方法：ETO



ID	OD	Wall	
0.35mm	0.63mm	0.15mm	<b>504638</b>
0.50mm	0.80mm	0.15mm	<b>504528</b>
0.75mm	1.07mm	0.15mm	<b>504529</b>
1.0mm	1.26mm	0.15mm	<b>504646</b>
1.2mm	1.5mm	0.15mm	<b>504530</b>
1.5mm	1.9mm	0.20mm	<b>504647</b>
2.0mm	2.4mm	0.20mm	<b>504531</b>
2.5mm	2.9mm	0.20mm	<b>504648</b>
3.0mm	3.4mm	0.20mm	<b>504649</b>
4.0mm	4.4mm	0.20mm	<b>504651</b>
5.0mm	5.5mm	0.25mm	<b>504532</b>
6.0mm	6.5mm	0.25mm	<b>504533</b>
7.0mm	7.5mm	0.25mm	<b>504534</b>
8.0mm	8.5mm	0.25mm	<b>504535</b>